



YOUR  
DISPOSABLE  
EXCELLENCE

30 YEARS

# Proteggi. Esegui. Personalizza!

Dispo Roll: Lenzuolini Medici Politenati monouso progettati per te



Dispo Roll trova  
ampio utilizzo  
in questi e molti  
altri settori

Dispo Roll è  
versatile e  
personalizzabile  
in ogni dettaglio:




COLORE



DIMENSIONI



GRAMMATURA





YOUR  
DISPOSABLE  
EXCELLENCE

30  
YEARS

# Caratteristiche dei Lenzuolini Medici Politenati monouso Dispo Roll

- I Lenzuolini Medici Politenati monouso Dispo Roll sono composti da uno strato assorbente in ovatta di cellulosa, un materiale naturale e morbido, e da uno strato impermeabile in polietilene.
- Hanno un'eccellente traspirabilità, che aiuta a mantenere la pelle del paziente asciutta e fresca.


## Informazioni tecniche per Dispo Roll disponibili nel catalogo:

**Colore:** blu o bianco, **Altezza:** 50, 60 cm e altre su richiesta

**Lunghezza:** da 50 a 100 m, **Perforazione:** ogni 38 cm

**Grammatura della cellulosa:** 23 o 26 g/m<sup>2</sup>

**Film PE:** disponibile in HDPE 7 µm o in LDPE 12 µm



Per  
maggiori  
informazioni

**DISPOTECH** s.r.l.

Via Al Piano, 29 – 23020 Gordona (So)  
+39 0343 36711 – info@dispotech.it